

0123456789

UK

USER MANUAL INTERSAFE COMPUTER GLASSES (DSE) (EU Directive 90/27/EEC – display screen equipment)

This prescription spectacle is manufactured with care and comply with the highest optical quality norms. A good fit of the spectacle will contribute to a maximum viewing comfort. Consult your optician if necessary.

Instructions for use
Never put the spectacle down on the convex side of the lenses. Use both hands to take off the spectacle.

Storage and maintenance
Store the spectacles in a dry place at room temperature. Use a spectacle case when stowing or transporting the spectacle. Clean the lenses regularly in flowing water and soap or with special lenses cleaning fluid. Dry the spectacle with a tissue or a soft cloth. Do not use solvents! Please refer to your supplier before disinfecting your spectacle.

Warning
Scratched or otherwise damaged lenses, should be replaced as they reduce eye sight and can cause impair vision.

Reacciones alérgicas
Debido al nivel de care devoted to the choice of materials used, the likelihood of allergic reactions is extremely low. It is nevertheless possible for components of the spectacle that are in direct contact with the skin, to cause allergic reactions for people with a sensitive skin.

This is not a safety spectacle!

© 2022 – Intersafe

The user cannot derive any rights from the provided information and the use of the information is solely at the user's own risk and responsibility. For questions or comments regarding the above please contact Intersafe.

Intersafe
Para recibir este producto, envíelo de vuelta a Intersafe. The address is Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden The Netherlands

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKULARÓW INTERSAFE DSE – OKULARÓW DO PRACY PRZY KOMPUTERZE

Sa to okulary korekcyjne na receptę, produkowane z zachowaniem staranności i spełniające najwyższe optyczne normy jakości. Dobre dopasowanie okularów zapewnia właściwą ochronę i komfort użytkownika. W razie potrzeby zasięgnąć porady okulisty.

Instrukcja użytkownika
Nigdy nie umieszczaj okularów na wypukłej części soczewek. Okulary zdejmować obiema rękami.

Przechowywanie i konserwacja
Okulary przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Do przechowywania lub transportowania okularów używać etui na okulary. Regularnie czyścić soczewki pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do czyszczenia lub specjalnego środka do czyszczenia soczewek. Wyczerć okulary chusteczką lub miękką szmatką. Nie używać rozpuszczalników. Przed dezynfekcją okularów należy zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenie
Porysowane lub w inny sposób uszkodzone soczewki należy wymienić, ponieważ osłabiają widzenie i mogą powodować pogorszenie wzroku.

Reakcje alergiczne
Ze względu na poziom staranności w doborze używanych materiałów, prawdopodobieństwo reakcji alergicznych jest bardzo niskie. Niemniej jednak elementy tych okularów mające bezpośredni kontakt ze skórą mogą powodować reakcje alergiczne u osób z wrażliwą skórą. To nie są okulary ochronne!

© 2022 – Intersafe

Użytkownik nie może dochodzić żadnych praw w oparciu o dostarczone informacje a korzystanie z informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących powyższego prosimy o kontakt z firmą Intersafe.

Intersafe
Aby podjąć ten produkt, prosimy, aby go przetranszować. Adres: Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Holandia

0123456789

UK

USER MANUAL INTERSAFE COMPUTER GLASSES (DSE) (EU Directive 90/27/EEC – display screen equipment)

This prescription spectacle is manufactured with care and comply with the highest optical quality norms. A good fit of the spectacle will contribute to a maximum viewing comfort. Consult your optician if necessary.

Instructions for use
Never put the spectacle down on the convex side of the lenses. Use both hands to take off the spectacle.

Storage and maintenance
Store the spectacles in a dry place at room temperature. Use a spectacle case when stowing or transporting the spectacle. Clean the lenses regularly in flowing water and soap or with special lenses cleaning fluid. Dry the spectacle with a tissue or a soft cloth. Do not use solvents! Please refer to your supplier before disinfecting your spectacle.

Warning
Scratched or otherwise damaged lenses, should be replaced as they reduce eye sight and can cause impair vision.

Reacciones alérgicas
Debido al nivel de care devoted to the choice of materials used, the likelihood of allergic reactions is extremely low. It is nevertheless possible for components of the spectacle that are in direct contact with the skin, to cause allergic reactions for people with a sensitive skin.

This is not a safety spectacle!

© 2022 – Intersafe

The user cannot derive any rights from the provided information and the use of the information is solely at the user's own risk and responsibility. For questions or comments regarding the above please contact Intersafe.

Intersafe
To recycle this product, please send it back to Intersafe. The address is Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden The Netherlands

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKULARÓW INTERSAFE DSE – OKULARÓW DO PRACY PRZY KOMPUTERZE

Sa to okulary korekcyjne na receptę, produkowane z zachowaniem staranności i spełniające najwyższe optyczne normy jakości. Dobre dopasowanie okularów zapewnia właściwą ochronę i komfort użytkownika. W razie potrzeby zasięgnąć porady okulisty.

Instrukcja użytkownika
Nigdy nie umieszczaj okularów na wypukłej części soczewek. Okulary zdejmować obiema rękami.

Przechowywanie i konserwacja
Okulary przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Do przechowywania lub transportowania okularów używać etui na okulary. Regularnie czyścić soczewki pod bieżącą wodą z dodatkiem płynu do czyszczenia lub specjalnego środka do czyszczenia soczewek. Wyczerć okulary chusteczką lub miękką szmatką. Nie używać rozpuszczalników. Przed dezynfekcją okularów należy zasięgnąć porady lekarza.

Ostrzeżenie
Porysowane lub w inny sposób uszkodzone soczewki należy wymienić, ponieważ osłabiają widzenie i mogą powodować pogorszenie wzroku.

Reakcje alergiczne
Ze względu na poziom staranności w doborze używanych materiałów, prawdopodobieństwo reakcji alergicznych jest bardzo niskie. Niemniej jednak elementy tych okularów mające bezpośredni kontakt ze skórą mogą powodować reakcje alergiczne u osób z wrażliwą skórą. To nie są okulary ochronne!

© 2022 – Intersafe

Użytkownik nie może dochodzić żadnych praw w oparciu o dostarczone informacje a korzystanie z informacji odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. W przypadku pytań lub komentarzy dotyczących powyższego prosimy o kontakt z firmą Intersafe.

Intersafe
To recycle this product, please send it back to Intersafe. The address is Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden The Netherlands

SP

MANUAL DE USUARIO GAFAS DSE – GAFAS PARA ORDENADOR INTERSAFE

Estas gafas graduadas están fabricadas con el máximo cuidado y cumplen con las más altas normas de calidad óptica. Un buen ajuste de las gafas contribuirá a máximo confort de la visión. Consulte a su optico si lo considera necesario.

Instrucciones de uso
Nunca deje las gafas apoyadas por el lado convexo de las lentes. Use ambas manos para quitarlas las gafas.

Almacenamiento y mantenimiento
Guarde las gafas en un lugar seco a temperatura ambiente. Utilice un estuche de gafas para guardarlas o transportarlas. Limpie las lentes regularmente con agua y jabón o con un líquido limpiador especial para lentes. Seque las gafas con un pañuelo de papel o con un paño suave. No utilice disolventes. Consulte a su proveedor antes de desinfectar las gafas.

Advertencia
Las lentes rayadas o con algún tipo de daño deben reemplazarse ya que reducen la visión del ojo y pueden causar un deterioro de la visión.

Reacciones alérgicas
Debido al nivel de cuidado dedicado a la elección de los materiales utilizados, la probabilidad de que se produzcan reacciones alérgicas es extremadamente baja. No obstante, es posible que los componentes de las gafas que están en contacto directo con la piel causen reacciones alérgicas en las personas con piel sensible.

Esta no es una gafa de seguridad.

© 2022 – Intersafe

El usuario no puede derivar ningún derecho de la información proporcionada y el uso de la información es únicamente bajo su propio riesgo y responsabilidad. Si tiene preguntas o comentarios sobre lo anterior, póngase en contacto con Intersafe.

Intersafe
Para recibir este producto, envíelo de vuelta a Intersafe. La dirección es Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Países Bajos

PT

MANUAL DO UTILIZADOR DOS ÓCULOS INTERSAFE DSE – ÓCULOS PARA COMPUTADOR

Estes óculos de prescrição são fabricados com cuidado e cumprem as mais altas normas de qualidade ótica. Um ajuste adequado contribuirá para máximo conforto visual. Consulte o seu oculista, se necessário.

Instruções de utilização
Nunca pouse os óculos sobre o lado convexo das lentes. Use ambas as mãos para remover os óculos.

Armazenamento e manutenção
Guarde os óculos num local seco à temperatura ambiente. Utilize uma caixa para óculos para os armazenar ou transportar. Limpe regularmente as lentes com água corrente e sabão ou com um líquido de limpeza especial para lentes. Seque os óculos com um lenço de papel ou pano macio. Não utilize solventes! Consulte o seu fornecedor antes de desinfectar os seus óculos.

Advertência
As lentes riscadas ou danificadas devem ser substituídas, uma vez que reduzem a visão, além de poder prejudicá-la.

Reações alérgicas
Devido ao nível de cuidado dedicado à escolha dos materiais utilizados, a probabilidade de ocorrerem reações alérgicas é extremamente reduzida. E, contudo, possível que os componentes que entram em contacto direto com a pele provoquem reações alérgicas em pessoas com pele sensível.

Estes não são óculos de proteção!

© 2022 – Intersafe

O utilizador não pode derivar quaisquer direitos a partir da informação fornecida e a utilização da informação é de exclusiva responsabilidade e risco do próprio utilizador. Para questões ou comentários relativos ao acima exposto, queira contactar a Intersafe.

Intersafe
Para receber este produto, envie-o de volta a Intersafe. O endereço é Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Países Baixos

NO

BRUKERMANUAL FOR INTERSAFE DSE-BRILLER – DATABRILLER

Briller med styrke blir produsert nøy og samsvarende med den høyeste optiske kvalitetsnormen. Når brillene passer bra, bidrar det til maksimum komfort ved bruk. Har med optikeren din om nødvendig.

Bruksanvisning
Lag deg aldri brillene ned på den konvekse siden av glassene. Bruk begge hendene for å ta av brillene.

Lagring og vedlikehold
Lagre brillene på et tørt og romtemperert sted. Bruk et brillerui ved lagring eller transport av brillene. Vask glassene regelmessig med rennende vann og såpe eller renseveske for brillglass. Tørk av brillene med tørkepapir eller et mykt klut. Ikke bruk løsemidler! Snakk med leverandøren før du desinfiserer brillene.

Advarsel
Skrapede eller på annet vis skadede glass må umiddelbart byttes ut, ettersom de kan redusere synsevnen.

Allergiske reaksjoner
Som en følge av aktørmaterialet i valg av materiale, er sannsynligheten for allergiske reaksjoner ekstremt lav. Det er fremdeles mulig at deler av brillene som er i direkte kontakt med huden, kan forårsake allergiske reaksjoner for folk med sensitiv hud.

Dette er ikke en vernehjelm!

© 2022 – Intersafe

Bruker får ingen rettigheter fra den oppgitte informasjonen, og bruken av informasjonen står utvilkårlig for brukers egen risiko og event. ansvar. Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående det nevnte ovenfor, kontaktér du Intersafe.

Intersafe
For å restituere dette produktet, vennligst send det tilbake til Intersafe. Adressen er Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Nederland

SE

ANVÄNDARHÄNDBOK INTERSAFE DATORGLASÖGON (DSE) (EU Directive 90/27/EEC – display screen equipment)

Dessa utprovade glasögon är tillverkade för att efterleva de högsta kvalitetsnormerna för glasögon. En bra passform på glasögonen bidrar till att det blir mer bekvämt att använda dem. Rådögiv vid behov med en optiker.

Bruksanvisning
Lägg aldrig glasögonen med glasens konvexa sida nedåt. Använd båda händerna när du tar av glasögonen.

Förvaring och underhåll
Förvara glasögonen tørt i rumtemperatur. Använd ett glasögonfodral vid förvaring eller transport av glasögonen. Rengör regelbundet glasen med tvål i rinnande vatten eller med särskild rengöringsvätska. Torka glasögonen med en servett eller mjukt trasa. Använd inte lösningsmedel! Rådögiv med återförsäljaren innan du desinficerar glasögonen.

Varning
Repiga eller på annat sätt skadade glas ska bytas ut, eftersom de leder till försämrad synförmåga.

Allergiska reaktioner
Som följd av aktörmaterialet är mycket lit risk tack vare valet av material som används. Det är dock möjligt att delar av skyddsglasögonen som kommer i direkt kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud.

Detta är inga skyddsglasögon!

© 2022 – Intersafe

Användaren kan inte erhålla några rättigheter från tillhandahållaren information, och användning av informationen sker på användarens eget ansvar och risk. Kontakta Intersafe om du har frågor eller kommentarer gällande informationen ovan.

Intersafe
För att återvinna denna produkt, vänligen skicka tillbaka den till Intersafe. L'adressen är Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Nederländerna

0123456789

NO

BRUKERMANUAL FOR INTERSAFE DSE-BRILLER – DATABRILLER

Briller med styrke blir produsert nøy og samsvarende med den høyeste optiske kvalitetsnormen. Når brillene passer bra, bidrar det til maksimum komfort ved bruk. Har med optikeren din om nødvendig.

Bruksanvisning
Lag deg aldri brillene ned på den konvekse siden av glassene. Bruk begge hendene for å ta av brillene.

Lagring og vedlikehold
Lagre brillene på et tørt og romtemperert sted. Bruk et brillerui ved lagring eller transport av brillene. Vask glassene regelmessig med rennende vann og såpe eller renseveske for brillglass. Tørk av brillene med tørkepapir eller et mykt klut. Ikke bruk løsemidler! Snakk med leverandøren før du desinfiserer brillene.

Advarsel
Skrapede eller på annet vis skadede glass må umiddelbart byttes ut, ettersom de kan redusere synsevnen.

Allergiske reaksjoner
Som en følge av aktørmaterialet i valg av materiale, er sannsynligheten for allergiske reaksjoner ekstremt lav. Det er fremdeles mulig at deler av brillene som er i direkte kontakt med huden, kan forårsake allergiske reaksjoner for folk med sensitiv hud.

Dette er ikke en vernehjelm!

© 2022 – Intersafe

Bruker får ingen rettigheter fra den oppgitte informasjonen, og bruken av informasjonen står utvilkårlig for brukers egen risiko og event. ansvar. Hvis du har spørsmål eller kommentarer angående det nevnte ovenfor, kontaktér du Intersafe.

Intersafe
For å restituere dette produktet, vennligst send det tilbake til Intersafe. Adressen er Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Nederland

SE

ANVÄNDARHÄNDBOK INTERSAFE DATORGLASÖGON (DSE) (EU Directive 90/27/EEC – display screen equipment)

Dessa utprovade glasögon är tillverkade för att efterleva de högsta kvalitetsnormerna för glasögon. En bra passform på glasögonen bidrar till att det blir mer bekvämt att använda dem. Rådögiv vid behov med en optiker.

Bruksanvisning
Lägg aldrig glasögonen med glasens konvexa sida nedåt. Använd båda händerna när du tar av glasögonen.

Förvaring och underhåll
Förvara glasögonen tørt i rumtemperatur. Använd ett glasögonfodral vid förvaring eller transport av glasögonen. Rengör regelbundet glasen med tvål i rinnande vatten eller med särskild rengöringsvätska. Torka glasögonen med en servett eller mjukt trasa. Använd inte lösningsmedel! Rådögiv med återförsäljaren innan du desinficerar glasögonen.

Varning
Repiga eller på annat sätt skadade glas ska bytas ut, eftersom de leder till försämrad synförmåga.

Allergiska reaktioner
Som följd av aktörmaterialet är mycket lit risk tack vare valet av material som används. Det är dock möjligt att delar av skyddsglasögonen som kommer i direkt kontakt med huden kan orsaka allergiska reaktioner hos personer med känslig hud.

Detta är inga skyddsglasögon!

© 2022 – Intersafe

Användaren kan inte erhålla några rättigheter från tillhandahållaren information, och användning av informationen sker på användarens eget ansvar och risk. Kontakta Intersafe om du har frågor eller kommentarer gällande informationen ovan.

Intersafe
För att återvinna denna produkt, vänligen skicka tillbaka den till Intersafe. L'adressen är Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Nederländerna

0123456789

CZ

POKYNY K POUŽITÍ INTERSAFE BRYLE DSE – POČÍTAČOVÉ BRYLE

Tyto brýle na lékařský předpis se vyrábějí s největší péčí a splňují nejvyšší normy optické kvality. Dobře padnoucí brýle přispívají k maximálnímu pohodlí pro oči. V případě potřeby se poraďte se svým optikem.

Pokyny k použití
Légg aldri brýlunne ned på den konvekse sidu av glassene. Bruk begge hendene til å ta av brýlunne.

Skidaváning a údržba
Brýle skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Při uchování nebo přenášení brýl používejte pouzdro na brýle. Sída pravidelně čistěte tekoucí vodou a mydlem nebo speciální čisticí kapalinou na skla. Brýle očištějte kapemkami nebo mokrým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla! Před dezinfekciováním brýle se poraďte s dodavatelem.

Varování
Pokrápaná nebo jinak poškozená skla je třeba vyměnit, protože mohou omezovat nebo negativně ovlivňovat vidění.

Allergické reakce
Díky úrovni péče věnované výběru použitých materiálů je pravděpodobnost alergických reakcí extrémně nízká. Přesto je možné, že součástí brýl v přímém kontaktu s pokožkou mohou vyvolat alergické reakce u osob s citlivou pokožkou.

Nejedná se o ochranné brýle!

© 2022 – Intersafe

Uživatel nemůže z poskytnutých informací vyvozovat žádná práva a použití těchto informací je vyhrádně na vlastní risko a odpovědnost uživatele. S otázkami či komentáři ohledně výše uvedeného se obraťte na společnost Intersafe.

Intersafe
A termék újrahazszoállításához kéjük, küldje vissza az Intersafe-nak. Die Adresse lautet Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Holland

FR

NOTICE D'UTILISATION INTERSAFE LUNETES D'ORDINATEUR (DSE) (EU Directive 90/27/CEE – équipements à écran de visualisation)

Ces lunettes de vue sont fabriquées avec soin et répondent aux normes de qualité optique les plus élevées. Un bon ajustement des lunettes contribuera à un confort visuel maximal. Consultez votre opticien si nécessaire.

Instructions d'utilisation
Ne déposez jamais les lunettes sur la face convexe des verres. Utilisez les deux mains pour retirer les lunettes.

Entreposage et entretien
Conservez les lunettes dans un endroit sec à température ambiante. Utilisez un étui à lunettes pour le rangement ou le transport des lunettes. Nettoyez régulièrement les verres à l'eau et au savon ou avec un liquide spécial de nettoyage pour verres. Essayez les lunettes avec un mouchoir en papier ou un tissu doux. N'utilisez pas de solvants ! Veuillez consulter votre fournisseur avant de désinfecter vos lunettes.

Avertissement
Des verres rayés ou endommagés de toute autre manière doivent être remplacés car elles réduisent la visibilité et peuvent entraîner des problèmes de vision.

Reactions allergiques
En raison du soin apporté au choix des matériaux utilisés, le risque de réactions allergiques est extrêmement faible. Il est néanmoins possible que les éléments des lunettes qui sont en contact direct avec la peau provoquent des réactions allergiques chez les personnes à peau sensible.

Ces lunettes ne sont pas des lunettes de sécurité !

© 2022 – Intersafe

L'utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies et l'utilisation de ces informations se fait uniquement à ses propres risques et sous sa responsabilité exclusive. Pour toute question ou commentaire sur ce qui précède, veuillez contacter Intersafe.

Intersafe
Pour recevoir ce produit, veuillez le renvoyer à Intersafe. L'adresse est Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Pays-Bas

DE

POKYNY K POUŽITÍ INTERSAFE BRYLE DSE – POČÍTAČOVÉ BRYLE

Tyto brýle na lékařský předpis se vyrábějí s největší péčí a splňují nejvyšší normy optické kvality. Dobře padnoucí brýle přispívají k maximálnímu pohodlí pro oči. V případě potřeby se poraďte se svým optikem.

Pokyny k použití
Légg aldri brýlunne ned på den konvekse sidu av glassene. Bruk begge hendene til å ta av brýlunne.

Skidaváning a údržba
Brýle skladujte na suchém místě při pokojové teplotě. Při uchování nebo přenášení brýl používejte pouzdro na brýle. Sída pravidelně čistěte tekoucí vodou a mydlem nebo speciální čisticí kapalinou na skla. Brýle očištějte kapemkami nebo mokrým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla! Před dezinfekciováním brýle se poraďte s dodavatelem.

Varování
Pokrápaná nebo jinak poškozená skla je třeba vyměnit, protože mohou omezovat nebo negativně ovlivňovat vidění.

Allergické reakce
Díky úrovni péče věnované výběru použitých materiálů je pravděpodobnost alergických reakcí extrémně nízká. Přesto je možné, že součástí brýl v přímém kontaktu s pokožkou mohou vyvolat alergické reakce u osob s citlivou pokožkou.

Nejedná se o ochranné brýle!

© 2022 – Intersafe

Uživatel nemůže z poskytnutých informací vyvozovat žádná práva a použití těchto informací je vyhrádně na vlastní risko a odpovědnost uživatele. S otázkami či komentáři ohledně výše uvedeného se obraťte na společnost Intersafe.

Intersafe
A termék újrahazszoállításához kéjük, küldje vissza az Intersafe-nak. Die Adresse lautet Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Holland

HU

FELHASZNÁLÓ KÉZIKÖNYV INTERSAFE LUNETES D'ORDINATEUR (DSE) (EU Directive 90/27/CEE – équipements à écran de visualisation)

Ces lunettes de vue sont fabriquées avec soin et répondent aux normes de qualité optique les plus élevées. Un bon ajustement des lunettes contribuera à un confort visuel maximal. Consultez votre opticien si nécessaire.

Instructions d'utilisation
Ne déposez jamais les lunettes sur la face convexe des verres. Utilisez les deux mains pour retirer les lunettes.

Entreposage et entretien
Conservez les lunettes dans un endroit sec à température ambiante. Utilisez un étui à lunettes pour le rangement ou le transport des lunettes. Nettoyez régulièrement les verres à l'eau et au savon ou avec un liquide spécial de nettoyage pour verres. Essayez les lunettes avec un mouchoir en papier ou un tissu doux. N'utilisez pas de solvants ! Veuillez consulter votre fournisseur avant de désinfecter vos lunettes.

Avertissement
Des verres rayés ou endommagés de toute autre manière doivent être remplacés car elles réduisent la visibilité et peuvent entraîner des problèmes de vision.

Reactions allergiques
En raison du soin apporté au choix des matériaux utilisés, le risque de réactions allergiques est extrêmement faible. Il est néanmoins possible que les éléments des lunettes qui sont en contact direct avec la peau provoquent des réactions allergiques chez les personnes à peau sensible.

Ces lunettes ne sont pas des lunettes de sécurité !

© 2022 – Intersafe

L'utilisateur ne peut tirer aucun droit des informations fournies et l'utilisation de ces informations se fait uniquement à ses propres risques et sous sa responsabilité exclusive. Pour toute question ou commentaire sur ce qui précède, veuillez contacter Intersafe.

Intersafe
A termék újrahazszoállításához kéjük, küldje vissza az Intersafe-nak. Die Adresse lautet Carrosserieweg 5, 3445 BC Woerden, Holland

DE

Bedienungsanleitung INTERSAFE DSE BRILLE – COMPUTERBRILLE (EU Directive 90/27/EEC – Bildschirmarbeitsplatzbrille)

Diese Kontaktbrille wird mit größter Sorgfalt und entpricht den höchsten optischen Qualitätsnormen. Ein guter Sitz der Brille trägt zu einem maximalen Sehkomfort bei. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Optiker.</